

KFFD 6741

Vapaasti sijoitettavat FrenchDoor-jääkaappi-pakastimet
DailyFresh | Longlife AirClean -järjestelmä | Freeze&Cool | NoFrost | DynaCool



EAN: 4002516803744 / Materiaalin numero: 12595450 /
Vanhan materiaalin numero: 38674100EU1


- Tilava laatikko, jonka kosteus säädettävissä – DailyFresh
- Tuoretta ruokaa ilman epämiellyttäviä hajuja – Longlife AirClean -järjestelmä
- Joustavaan säilytystilan käyttöön – Freeze&Cool
- Ruokiin ei kerry jäätä eikä pakastinta tarvitse sulattaa – NoFrost
- Kylmä jakautuu tasaisesti koko jääkaappitilaan – DynaCool




KFFD 6741

Vapaasti sijoitettavat FrenchDoor-jääkaappi-pakastimet


DailyFresh | Longlife AirClean -järjestelmä | Freeze&Cool | NoFrost | DynaCool



E-Com, KFFD6741 edt/cs, installation diagram



E-Com, KFFD6741 edt/cs, top view



E-Com, KFFD6741 edt/cs, installation (*footnote)