


A 103

Yläkori

Telineiden optimaaliseen sijoitteluun.



- Vapaa korkeus: 95 mm, leveys 505 mm, syvyys 472 mm
- Sopii erityisesti DIN-verkkokorien koneelliseen käsittelyyn
- Sopii myös muiden matalien esineiden käsittelyyn
- Voidaan käyttää yhdessä täyttövaunun A 202 kanssa
- Integroitu suihkuvarsi

EAN: 4002516855040 / Materiaalin numero: 12664750 /
Vanhan materiaalin numero: 69610302D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
Tuoteyhteyet	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Korirunko/lavetti	•
Yläkori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Enimmäistäyttökorkeus, mm	95
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Leikkaussalijalkineiden koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Verkkokorien koneellinen käsittely	•
Erilaisten välineiden koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
DIN-verkkokorit [määrä]	2
SPRI-verkkokorit [määrä]	1
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	133
Ulkomitat, nettoleveys, mm	528
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	528
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	170
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	545
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	560
Nettopaino, kg	4,18
Bruttopaino, kg	4,64