


A 104

Yläkori

MIS-kirurgian, niveltähystyksen ja urologian instrumenttien optimisjoitteluun.



- Oikea puoli 11 ontton instrumentin kiinnitykseen
- Liitettävien instrumenttien enimmäispituus: 430 mm
- Luer-Lock-lisäliittimet ontoille instrumenteille
- Vasemmalla tilaa telineille (enimmäistäyttömitat K 310, L 240, S 455 mm)

EAN: 4002516854807 / Materiaalin numero: 12664810 /  
Vanhan materiaalin numero: 69610401D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Kori MIS-instrumenteille	•
Suorasuihkupesuteline	•
Yläkori	•
<b>Käyttökohde</b>	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Kapasiteetti</b>	
DIN-verkkokorit [määrä]	1
Ontot instrumentit [määrä]	11
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	332
Ulkomitat, nettoleveys, mm	528
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	526
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	420
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	533
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	594
Nettopaino, kg	4,86
Bruttopaino, kg	6,90
<b>Mukana toimitettava paketti</b>	
E 442 huuhteluhylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm, tulpan Ø 6 mm [määrä]	2
E 448 silikoniletku, jossa Luer-Lock-naarassovitin, [määrä]	2
E 452 suorasuihkusuutin, 2,5 x 60 mm [määrä]	1
E 453 suorasuihkusuutin, 4 x 110 mm, ja pidike [määrä]	1
E 454 suorasuihkusuutin trokaarihylsille, 10–15 mm [määrä]	1