


A 105/1

Yläkori

Korkeus säädettävissä, ei suihkusuuttimia, sopii erilaisille instrumenteille.



- Oikealla: tilaa 22 suorasuihkusuuttimelle
- Vasemmalla tilaa telineille
- Aktiivinen onttojen instrumenttien sisäosien kuivaus
- Hammasl. käsikappaleiden sisäosien aktiivinen kuivaus
- A 800 suodatinputket sopivat kumpaankin suorasuihkulistaan

EAN: 4002516854814 / Materiaalin numero: 12664820 /
Vanhan materiaalin numero: 69610502D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Suorasuihkupesuteline	•
Yläkori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Mahdollisuus keskussuodattimen käyttöön	•
Käyttökohde	
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Käsi- ja kulmakappaleet [määrä]	22
Ontot instrumentit [määrä]	22
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	220
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	540
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	4,87
Bruttopaino, kg	5,56
Mukana toimitettava paketti	
A 838 kiintoavainsarja [määrä]	1