

A 846

Suihkusuutin

varustettu tuilla, laborioppullojen ja pyöreiden pullojen käsittelyyn.



- Enint. 10 l laborioppulloille ja enint. 6 l pyöreille pulloille
- Suuttimen pituus: 127 mm, suuttimen pituus pidikkeen kanssa: 158 mm
- Suuttimen Ø: 10 mm
- Sopii A 313- ja A 612 -moduuleihin

EAN: 4002516855088 / Materiaalin numero: 12665100 /
Vanhan materiaalin numero: 69684601D

Tuotteen luokitus	
Laborioppesukoneet	•
SlimLine-laborioppesukoneet	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
SlimLine-laborioppesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
Tuoteyhteydet	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Käyttökohde	
Laborioliastavaran koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Kumi, Muovi
Väri	Ruostumaton teräs, Musta, Harmaa
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	158
Ulkomitat, nettoleveys, mm	110
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	110
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	160
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	145
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	265
Nettopaino, kg	0,23
Bruttopaino, kg	0,39