


A 847

Suihkusuutin

varustettu tuilla, erlenmeyerpullojen käsittelyyn.



- Enintään 5 l erlenmeyerpulloille
- Suuttimen pituus: 127 mm
- Suuttimen Ø: 10 mm, tuen Ø: 142 mm
- Sopii A 313- ja A 612 -moduuleihin

EAN: 4002516855101 / Materiaalin numero: 12665110 /
Vanhan materiaalin numero: 69684701D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
Tuoteyhteydät	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Harmaa
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	170
Ulkomitat, nettoleveys, mm	249
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	35
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	70
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	180
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	260
Nettopaino, kg	0,13
Bruttopaino, kg	0,22