

A 848

Suihkusuutin

varustettu tuilla, mittalasien käsittelyyn.



- Enintään 5 litran mittapulloille
- Suuttimen pituus: 350 mm
- Suuttimen Ø: 10 mm, tuen Ø: 142 mm
- Sopii A 313- ja A 612 -moduuleihin

EAN: 4002516854234 / Materiaalin numero: 12665120 /
Vanhan materiaalin numero: 69684801D

Tuotteen luokitus

Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•

Tuoteyhteydät

PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•

Tuoteluokka

Suihkusuutin	•
--------------	---

Tuotteen ominaisuudet

Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Harmaa

Käyttökohde

Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
--	---

Mitat ja paino

Ulkomitat, nettokorkeus, mm	350
Ulkomitat, nettoleveys, mm	20
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	20
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	70
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	185
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	360
Nettopaino, kg	0,20
Bruttopaino, kg	0,32