

A 861

Tukiritalä

suorasuihkumoduuleihin A 301/4 ja A 301/5.



- Järjestely: 3 x 6 kenttää
- Suorasuihkumoduuleihin A 301/4 ja A 301/5
- Optimaaliseen laboratoriolasitavaran asetteluun
- Osa EasyLoad-järjestelmää

EAN: 4002516854876 / Materiaalin numero: 12665440 /

Vanhan materiaalin numero: 69686101D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
Tuoteyhteydät	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Tuoteluokka	
Muut telineet / muut moduulit	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Lokeroiden lukumäärä	18
Lokeron leveys, mm	74
Lokeron pituus, mm	74
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	80
Ulkomitat, nettoleveys, mm	200
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	350
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	130
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	255
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	485
Nettopaino, kg	0,59
Bruttopaino, kg	0,94