


A 862

Tukirtilä

suorasuihkumoduuleihin A 302/2 ja A 302/3.



- Järjestely: 4 x 8 kenttää
- Suorasuihkumoduuleihin A 302/2 ja A 302/3
- Optimaaliseen laboratoriolasitavaran asetteluun
- Muovipinnoitettu

EAN: 4002516854203 / Materiaalin numero: 12665480 /
Vanhan materiaalin numero: 69686201D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
Tuoteyhteydet	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Tuoteluokka	
Muut telineet / muut moduulit	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit, Metallilanka, rilsan-pinnoite
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Lokeroiden lukumäärä	32
Lokeron leveys, mm	56
Lokeron pituus, mm	52
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	30
Ulkomitat, nettoleveys, mm	250
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	350
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	100
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	255
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	465
Nettopaino, kg	0,55
Bruttopaino, kg	0,80