

A 150

Alakori

Suihkusuutinmoduulien ja telineiden optimaaliseen sijoitteluun.



- Alakori, jossa kaksi moduuliliitintä
- enint. 2 suutinmoduulin tai lisäosan kiinnitykseen
- Liitintöjen automaattinen sulkeminen, kun ne eivät ole käytössä
- Vapaa tila: leveys 494, pituus 440 mm

EAN: 4002516854449 / Materiaalin numero: 12666330 /

Vanhan materiaalin numero: 69615001D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
Tuoteyhteyet	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Tuoteluokka	
Kori, jossa moduuliliitintä	•
Alakori	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely	•
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Butyrometrien koneellinen käsittely	•
Mittapullojen koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	154
Ulkomitat, nettoleveys, mm	529
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	546
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	175
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	545
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	565
Nettopaino, kg	2,63
Bruttopaino, kg	3,29