


A 200

Vaunu

38 pipetin optimaaliseen sijoitteluun.



- 10:lle 100 ml:n pipetille 1. rivissä, etäisyys 20 mm
- 14:lle 25 ml:n pipetille 2. rivissä, etäisyys 26 mm
- 14:lle 10 ml:n pipetille 3. rivissä, väli 26 mm

EAN: 4002516854012 / Materiaalin numero: 12667060 /

Vanhan materiaalin numero: 69620001D

Tuotteen luokitus

Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio

•

Tuoteyhteydet

PG 8583

•

PG 8583 CD

•

PG 8593

•

PLW 8683

•

PLW 8683 CD

•

PLW 8693

•

Tuoteluokka

Vaunu pipeteille

•

Tuotteen ominaisuudet

Materiaali

Ruostumaton teräs, Muovit

Väri

Ruostumaton teräs, Musta

Käyttökohde

Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely

•

Kapasiteetti

Pipetit [määrä]

38

Mitat ja paino

Ulkomitat, nettokorkeus, mm

397

Ulkomitat, nettoleveys, mm

529

Ulkomitat, nettosyvyys, mm

546

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm

520

Ulkomitat, bruttoleveys, mm

560

Ulkomitat, bruttosyvyys, mm

550

Nettopaino, kg

4,95

Bruttopaino, kg

6,38