


A 201

Vaunu

Anestesiasarjojen optimaaliseen sijoitteluun.



- 8 suutinta, jousipidikkeet, enint. 1,5 m:n hengitysletkuille
- Säilytys kierrettynä
- 15 suihkusuutinta intubaatiotarvikkeille

EAN: 4002516854005 / Materiaalin numero: 12667090 /

Vanhan materiaalin numero: 69620101D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Vaunu anestesiainstrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Kapasiteetti	
AN-sarjat [määrä]	3
Mitat ja paino	
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	790
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	715
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	860
Nettopaino, kg	8,97
Bruttopaino, kg	10,27
Mukana toimitettava paketti	
E 430/1 1/3 verkkokori [määrä]	1
E 431 suorasuihkusuutin haitariletkuille, Ø 8 x 193 mm [määrä]	1
E 432 pidike haitariletkuille [määrä]	1
E 433 pidike silikonisille hengitysletkuille [määrä]	2
E 434 pidike lasten hengitysletkuille [määrä]	1
E 466 suorasuihkusuutin, 8 x 333 mm, hengityspusseille [määrä]	6
E 496 suorasuihkusuutin, 4 x 120 mm [määrä]	15