

A 202

Vaunu

4 DIN-verkkokorin optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 4 DIN-verkkokorille 2 tasolla
- Lisäosakehikot: irrotettavissa korkeiden esineiden pesemiseksi
- 6 lisäliitäntävaihtoehtoa Luer-Lock-liitännän avulla
- Integroitu suihkuvarsi
- Eri tasojen täyttökorkeudet eroavat toisistaan

EAN: 4002516854043 / Materiaalin numero: 12667130 /

Vanhan materiaalin numero: 69620201D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
Tuoteyhteydät	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Vaunu telineille	•
Vaunu verkkokoreille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
DIN-verkkokorit [määrä]	4
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	223
Ulkomitat, nettoleveys, mm	529
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	542
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	270
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	570
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	550
Nettopaino, kg	6,04
Bruttopaino, kg	6,76