


E 103/1

Teline

Enintään 12 x 75 mm:n koeputkien optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa n. 200 koeputkelle, enint. 12 x 75 mm
- Jaettu 6 osaan
- Silmukan koko 8 x 8 mm
- Sis. kannen A 13

EAN: 4002516854104 / Materiaalin numero: 12667340 /
Vanhan materiaalin numero: 69510303D


Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
Suuret laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli koeputkille	•
Käyttökohde	
Koeputkien koneelliseen käsittelyyn	•
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Kapasiteetti	
Koeputket [määrä]	200
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	122
Ulkomitat, nettoleveys, mm	200
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	220
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	140
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	245
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	250

E 103/1

Teline

Enintään 12 x 75 mm:n koeputkien optimaaliseen sijoitteluun.

EAN: 4002516854104 / Materiaalin numero: 12667340 /
Vanhan materiaalin numero: 69510303D



Nettopaino, kg	0,56
Bruttopaino, kg	0,73
Mukana toimitettava paketti	
A 13 -kansi [määrä]	1