


E 105/1

Teline

Enintään 12 x 165 mm:n koeputkien optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa n. 200 koeputkelle, enint. 12 x 165 mm
- Kapasiteetti, sis. kannen A 13
- Silmukan koko 9 x 9 mm

EAN: 4002516853978 / Materiaalin numero: 12667380 /
Vanhan materiaalin numero: 69510503D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
Suuret laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
Tuoteyhteydet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli koeputkille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Koeputkien koneelliseen käsittelyyn	•
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Koeputket [määrä]	200
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	212
Ulkomitat, nettoleveys, mm	200
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	210
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	235
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	240
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	250
Nettopaino, kg	0,88
Bruttopaino, kg	1,15

E 105/1

Teline

Enintään 12 x 165 mm:n koeputkien optimaaliseen sijoitteluun.

EAN: 4002516853978 / Materiaalin numero: 12667380 /
Vanhan materiaalin numero: 69510503D

Mukana toimitettava paketti

A 13 -kansi [määrä]

1

