

E 374

Teline

KNK-instrumenttien, kuten hengitysliekujen optimaaliseen sijoitteluun.



- 24 osiota n. 45 x 45 mm, 27 osiota n. 12 x 12 mm
- Silmukkokoko pohjassa: 1,7 mm
- Ylä- ja alakoriin

EAN: 4002516854050 / Materiaalin numero: 12667400 /

Vanhan materiaalin numero: 69537402D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Teline KNK-instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Lokeroiden lukumäärä	51
Käyttökohde	
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	63
Ulkomitat, nettoleveys, mm	173
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	445
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	88
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	225
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	468
Nettopaino, kg	1,14
Bruttopaino, kg	1,34