

A 203

Vaunu

MIS-instrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



- Sopii vaunuille E 451, E 457, E 460, E 473, E 444

EAN: 4002516853985 / Materiaalin numero: 12667770 /

Vanhan materiaalin numero: 69620301D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Vaunu MIS-instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	520
Ulkomitat, nettoleveys, mm	529
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	542
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	540
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	560
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	560
Nettopaino, kg	9,15
Bruttopaino, kg	11,00
Mukana toimitettava paketti	
E 336 MIBO-hylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm [määrä]	3
E 362 sulkuruuvi [määrä]	2
E 442 huuhteluhylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm, tulpan Ø 6 mm [määrä]	15
E 443 huuhteluhylsy, Ø 11 mm, pituus 121 mm, tulpan Ø 10 mm [määrä]	5
E 445 – 12 tulppaa E 442 huuhteluhylsille, aukon Ø 6 mm [määrä]	1
E 446 – 12 tulppaa E 443 huuhteluhylsille, aukon Ø 10 mm [määrä]	1
E 447 naarassovitin, Luer-Lock-urosliittimeen [määrä]	3
E 448 silikoniletku, jossa Luer-Lock-naarassovitin, [määrä]	6
E 449 urossovitin, Luer-Lock-naarasliittimeen [määrä]	5
E 451 teline 1/6 verkkokori [määrä]	1
E 452 suorasuihkusuutin, 2,5 x 60 mm [määrä]	3
E 453 suorasuihkusuutin, 4 x 110 mm, ja pidike [määrä]	8
E 454 suorasuihkusuutin trokaarihylsille, 10–15 mm [määrä]	6
E 456 avausjousi MIS-instrumenteille [määrä]	4
E 464 pidike suorasuihkusuuttimille E 454 [määrä]	3