

A 204

Vaunu

mikroinstrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



- Taso 1: sopii telineille
- Taso 2 oikealla: 22 liitääntä ontoille instrumenteille
- Taso 2 vasemmalla: 11 Luer-Lock-liitintä, uros, vaakataso, letku
- Integroitu suihkuvarsi
- A 800 -suodatinputket sopivat kumpaankin suihkuuutintaan

EAN: 4002516854821 / Materiaalin numero: 12667790 /

Vanhan materiaalin numero: 69620401D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Vaunu oftalmologian instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Mahdollisuus keskussuodattimen käyttöön	•
Käyttökohde	
Oftalmologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
OP-sarjat mikroinstrumenteille [määrä]	2-4
Mukana toimitettava paketti	
E 476 pidike [määrä]	1
E 477 sulkuruuvi [määrä]	1