

A 300/2

Suorasuihkumoduuli

laboratoriolasien optimaaliseen asetteluun – voidaan varustaa 8 suuttimella.



- Lab.lasitavaraalle, kuten erlenmeyer- ja pyöreille pulloille.
- Moduuli suutintien kanssa tai ilman – varustetaan tarpeiden mukaan
- Jopa 8 suorasuihkusuitintia
- Osa EasyLoad-järjestelmää
- Suutinväli 118 mm leveyssuunnassa, 118 mm syvyyssuunnassa
- Sopii erityisesti suorasuihkusuihtimiin A 840 ja A 841 (suuttimen halk. 6 mm)

EAN: 4002516853954 / Materiaalin numero: 12668780 /
Vanhan materiaalin numero: 69630004D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
Tuoteyhteydät	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Teline erilaisille pulloille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	8
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	72
Ulkomitat, nettoleveys, mm	133
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	479
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	200
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	525
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	540
Nettopaino, kg	1,25
Bruttopaino, kg	1,64