


A 302/2

Suorasuihkumoduuli

laboratoriolasien optimaaliseen asetteluun – voidaan varustaa 32 suuttimella.



- Lab.lasitavaralle, kuten erlenmeyer- ja pyöreille pulloille.
- Moduuli suutinten kanssa tai ilman – varustetaan tarpeiden mukaan
- Jopa 32 suorasuihkusuutinta
- Osa EasyLoad-järjestelmää
- Suutinväli 60 mm leveyssuunnassa, 57 mm syvyysuunnassa
- Sopii erityisesti suuttimiin A 844 ja A 845 (suuttimen halkaisija 2,5 mm)

EAN: 4002516854098 / Materiaalin numero: 12669210 /
Vanhan materiaalin numero: 69630204D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
SlimLine-laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen	•
Tuoteyhteydät	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli kapeakaulaisille lasitavaroille	•
Teline erilaisille pulloille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Osa EasyLoad-järjestelmää	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Kapeakaulaiset lasitavarat [määrä]	32
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	72
Ulkomitat, nettoleveys, mm	195
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	479
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	90
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	205
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	500
Nettopaino, kg	1,11
Bruttopaino, kg	1,96