

A 304

Moduuli

Enintään 98 injektiopullon optimaaliseen sijoitteluun.



- Esim. 98 sentrifugiputkelle, pien. lasipullolle tai koeputkelle.
- Täyttökorkeus riippuu asennosta
- Koreihin A 100, A 150 ja APLW 106 voidaan asentaa enintään 1 yksikkö

EAN: 4002516854982 / Materiaalin numero: 12669230 /
Vanhan materiaalin numero: 69630401D

| Tuotteen luokitus | |
|--|---------------------------|
| Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio | • |
| Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio | • |
| Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone | • |
| SlimLine-laboratoriopesukoneet teollisuusosien puhdistukseen | • |
| Tuoteyhteydät | |
| PLW 8636 [IPC] | • |
| PLW 8636 [LAB / LAB MON] | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8604 | • |
| PLW 8683 | • |
| PLW 8683 CD | • |
| PLW 8693 | • |
| PLW 7111 | • |
| PLW 7111 [IPC] | • |
| Tuoteluokka | |
| Teline/moduuli koeputkille | • |
| Käyttökohde | |
| Pipettien/injektiopullojen koneellinen käsittely | • |
| Koeputkien koneelliseen käsittelyyn | • |
| Tuotteen ominaisuudet | |
| Materiaali | Ruostumaton teräs, Muovit |
| Väri | Ruostumaton teräs, Musta |
| Kapasiteetti | |
| Injektiopullot [määrä] | 98 |
| Mitat ja paino | |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm | 130 |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm | 222 |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm | 471 |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm | 150 |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm | 230 |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm | 490 |
| Nettopaino, kg | 2,30 |
| Bruttopaino, kg | 3,15 |