

E 416

Teline

6 yksi- ja kaksiosaisen tähystimen optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 6 yksi- ja kaksiosaiselle tähystimelle
- 7 pidikettä 40 mm:n välein
- Yläkoriin (vain yksiosaisen tähystimen kanssa) ja alakoriin

EAN: 4002516854135 / Materiaalin numero: 12669750 /  
Vanhan materiaalin numero: 69541602D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline gynekologian instrumenteille	•
<b>Käyttökohde</b>	
Gynekologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
<b>Kapasiteetti</b>	
Gynekologian tähystimet [määrä]	6
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	157
Ulkomitat, nettoleveys, mm	178
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	279
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	210
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	200
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	365
Nettopaino, kg	0,69
Bruttopaino, kg	0,97