

E 417/1

Teline

Enintään 30 korva- ja nenätähystimen optimaaliseen sijoitteluun.



- tilaa n. 30 korva- ja nenätähystimelle
- 280 lokeroa, n. ?? x ??
- Silmukan koko pohjassa 4 mm
- Ylä- ja alakoriin

EAN: 4002516855224 / Materiaalin numero: 12669760 /

Vanhan materiaalin numero: 69541703D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Teline KNK-instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Lokeroiden lukumäärä	280
Käyttökohde	
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	80
Ulkomitat, nettoleveys, mm	220
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	435
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	88
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	196
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	475
Nettopaino, kg	1,51
Bruttopaino, kg	1,72