

E 466

Suihkusuutin

8 x 333 mm:n hengityspussien optimaaliseen sijoitteluun.



EAN: 4002516854920 / Materiaalin numero: 12669890 /

Vanhan materiaalin numero: 69746602D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Muut lisävarusteet	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Anestesian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	333
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	150
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	200
Nettopaino, kg	0,85
Bruttopaino, kg	1,00