

E 803

Teline

enintään 30 korva- ja nenätähystimen optimaaliseen sijoitteluun.



- 160 osiota n. 13 x 13 mm
- Silmukkakoko pohjassa: 1,7 mm
- Ylä- ja alakoriin

EAN: 4002516854715 / Materiaalin numero: 12670290 /

Vanhan materiaalin numero: 69580302D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Teline KNK-instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Lokeroiden lukumäärä	160
Käyttökohde	
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	63
Ulkomitat, nettoleveys, mm	165
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	317
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	132
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	233
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	484
Nettopaino, kg	0,80
Bruttopaino, kg	1,07