

A 306/1

Moduuli

suurikokoisen laboratoriolasitavaran optimaaliseen asetteluun.



- Sopii 4 korkealle 1–2 litran mittalaseille
- Sopii 2 matalalle ja 2 korkealle 1–2 litran mittalaseille
- Muovipinnoitetut kosketuspinnat
- Mittalaseit voi poistaa myös moduulin ollessa koneessa
- Mittalasi enimmäiskorkeus alakorissa A 150: 500 mm
- Koreihin A 150 ja APLW 106

EAN: 4002516854456 / Materiaalin numero: 12683100 /  
Vanhan materiaalin numero: 69630602D

<b>Tuotteen luokitus</b>	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
<b>Tuoteyhteydet</b>	
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Tuoteluokka</b>	
Teline/moduuli mittalaseille	•
Moduuli suuria laboratoriolaseja varten	•
<b>Käyttökohde</b>	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Mittapullojen koneellinen käsittely	•
<b>Tuotteen ominaisuudet</b>	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit, Metallilanka, rilsan-pinnoite
Väri	Ruostumaton teräs, Musta, Valkoinen
<b>Kapasiteetti</b>	
Mittalaseit [määrä]	4
<b>Mitat ja paino</b>	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	235
Ulkomitat, nettoleveys, mm	418
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	471
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	250
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	390
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	485
Nettopaino, kg	2,88
Bruttopaino, kg	3,42