

E 491
Teline
pyöriville instrumenteille.



- Tilaa 18 turbiinin varsille
- Tilaa 30 kulmakappaleen varrelle
- Sopii myös pyöriville jalkahoitoinstrumenteille

EAN: 4002516855194 / Materiaalin numero: 12686260 /
Vanhan materiaalin numero: 68549103D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli hammashoidon instrumenteille	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kapasiteetti	
Suojakuoret [määrä]	48
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	53
Ulkomitat, nettoleveys, mm	70
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	120
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	100
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	265
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	180
Nettopaino, kg	0,30
Bruttopaino, kg	1,00