

UGT F10
Jalat
UGT 44-60/85 -jalustoille.



- Jalkasarja, 4 jalkaa
- Liitettäväksi kiinteästi jalustaan

EAN: 4002516860365 / Materiaalin numero: 12687190 /
Vanhan materiaalin numero: 69506102D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Tuoteluokka	
Jalusta/alusta	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	83
Ulkomitat, nettoleveys, mm	45
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	45
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	70
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	110
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	185
Nettopaino, kg	1,23
Bruttopaino, kg	6,40