

ProCare Universal 70 ST - 750 ml
Yleispesuaine, lievästi emäksinen, 750 ml
hellävaraiseen rasvajäämien ja lian poistoon.



- Tehokas, korkea pitoisuus optimaalisiin puhdistustuloksiin
- Erittäin tehokas öljyn ja rasvan liuottaja
- Erittäin hellävarainen materiaaleille
- Suositellaan ruostum. teräksestä valm. Miele Professional- and Steelco-koneisiin
- Tuotteelle on myönnetty EU- ympäristömerkki
- Kierrätettävä pakkaus

EAN: 4002516954507 / Materiaalin numero: 12938290 /
Vanhan materiaalin numero: 66917702V1

Tuotteen luokitus	
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet	•
ProfiLine-astianpesukoneet	•
Tankkiastianpesukoneet	•
Läpantomalliset tankkiastianpesukoneet	•
Pyökinpesukoneet	•
Kuivausrummut	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Pienet höyryautoklaavit	•
Käyttökohteet	
Ruostumattomien teräspintojen puhdistus	•
Manuaalinen hoito ja kunnossapito	•
Täikkelysäämien poisto	•
Hankalien tai kuivuneiden ruokajäämien poisto	•
Rasvan poisto	•
Öljyn poisto	•
Proteiinin poisto	•
Veren poisto	•
Annostelu	
pH-arvo 20 °C lämpötilassa	10,8
Tuotteen ominaisuudet	
Ainetyyppi	Teräspintojen puhdistusaine
Yhdistelmämuoto	Tiivisteneste
Ainesosat	Glykolieetterit, Vedenpehennysaine (ei sisällä fosfaatteja), Liukoisuuden parantaja, Anioniset pinta-aktiiviset aineet, Ionittomat pinta- aktiiviset aineet
Säilytyslämpötila vähintään, °C	5
Säilytyslämpötila enintään, °C	25
Kierrätettävä pakkaus	•
Hyvä puhdistuskyky	•
Ei sisällä fosfaatteja	•
Ei sisällä fosforipitoisia ainesosia	•
Ei sisällä silikaatteja	•
Erittäin hellävarainen materiaaleille	•
Tehokas pesuaine, joka sisältää pinta-aktiivisia aineita	•
Hyvä emulgointi- ja dispergointiteho	•
Hyvä materiaalien yhteensopivuus	•
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	297
Ulkomitat, nettoleveys, mm	94
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	63
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	60,00

ProCare Universal 70 ST - 750 ml
Yleispesuaine, lievästi emäksinen, 750 ml
hellävaraiseen rasvajäämien ja lian poistoon.



EAN: 4002516954507 / Materiaalin numero: 12938290 /
Vanhan materiaalin numero: 66917702V1

Ulkomitat, bruttoleveys, mm	90,00
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	260,00
Bruttopaino, kg	0,81
Täyttötilavuus, ml	750
Standardit,ertif./symbolit	
EU-ympäristömerkki	•
Varmennusnumerot	
EU-ympäristömerkki: DE/020/507	•