

E 130

Vložek

za optimalno namestitvev 10 pladnjev.



- Opremljen z 11 držali, višina 170 mm – razdalja 35 mm
- Možna uporaba v spodnji košari

EAN: 4002511129375 / Številka materiala: 02648950 /
Številka starega materiala: 69513001D

Pripadnost izdelku	
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Vložek za pladnje	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Razmik med prečkami v mm	35
Višina prečke v mm	170
Področje uporabe	
Priprava pladnjev	•
Kapaciteta	
Pladnji [število]	10
Standardni elektr. priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	180
Zunanja mera, neto širina v mm	180
Zunanja mera, neto globina v mm	445
Zunanja mera, bruto višina v mm	210
Zunanja mera, bruto širina v mm	210
Zunanja mera, bruto globina v mm	470
Neto teža v kg	0,76
Bruto teža v kg	0,90