

E 338

Vložek

za optimalno namestitvev do 8 pladnjev



- Primeren za 8 pladnjev
- Opremljen z 10 držali (8 predelkov), Š 295, G 33 mm
- Maksimalna velikost pladnjev 290 x 30 mm
- Možna uporaba v zgornji in spodnji košari

EAN: 4002511116160 / Številka materiala: 03080600 /
Številka starega materiala: 69533801D

Pripadnost izdelku	
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Vložek za pladnje	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Število predelkov	8
Kapaciteta	
Pladnji [število]	8
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	110
Zunanja mera, neto širina v mm	305
Zunanja mera, neto globina v mm	445
Zunanja mera, bruto višina v mm	125
Zunanja mera, bruto širina v mm	310
Zunanja mera, bruto globina v mm	500
Neto teža v kg	0,62
Bruto teža v kg	0,84