

E 363

Vložek

za optimalno namestitvev ginekološkega in ORL-instrumentarija



- Gostota zank 1 mm
- Opremljen s pokrovom
- Možna uporaba v zgornji in spodnji košari

EAN: 4002511116283 / Številka materiala: 03149790 /  
Številka starega materiala: 69536301D

Pripadnost izdelku	
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Mrežasti pladenj	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	55
Zunanja mera, neto širina v mm	150
Zunanja mera, neto globina v mm	225
Zunanja mera, bruto višina v mm	80
Zunanja mera, bruto širina v mm	165
Zunanja mera, bruto globina v mm	250
Neto teža v kg	0,62
Bruto teža v kg	0,71