

E 378

Vložek

za namestitvev različnih instrumentarijev



- 0,8 mm žična mreža, gostota zank 1,7 mm, okvir 5 mm
- Opremljen z 2 nosilnima ročajema
- Možna uporaba v spodnji košari

EAN: 4002511116443 / Številka materiala: 03203530 /  
Številka starega materiala: 69537801D

Pripadnost izdelku	
Termodezinfektorji	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Drug vložek	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava anestezijskega instrumentarija	•
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava GIN-instrumentarija	•
Priprava ORL-instrumentarija	•
Priprava zobozdravniškega instrumentarija	•
Priprava kirurških instrumentov	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	110
Zunanja mera, neto širina v mm	460
Zunanja mera, neto globina v mm	460
Zunanja mera, bruto višina v mm	165
Zunanja mera, bruto širina v mm	535
Zunanja mera, bruto globina v mm	560
Neto teža v kg	1,78
Bruto teža v kg	2,25