

E 146

Vložek

za optimalno namestitvev različnih instrumentov



- Gostota zank na dnu 3 mm, stranice 1,7 mm, pokrov 8 mm
- Opremljen z 2 vrtljivima nosilnima ročajema
- Možna uporaba v zgornji in spodnji košari

EAN: 4002511116009 / Številka materiala: 03346680 /
Številka starega materiala: 69514601D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Mrežasti pladenj	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava kirurških instrumentov	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	55
Zunanja mera, neto širina v mm	150
Zunanja mera, neto globina v mm	225
Zunanja mera, bruto višina v mm	75
Zunanja mera, bruto širina v mm	165
Zunanja mera, bruto globina v mm	245
Neto teža v kg	0,61
Bruto teža v kg	0,70