


O 175

Zgornja košara

za optimalno namestitvev laboratorijske steklovine



- Primeren za namestitvev laboratorijske steklovine z ozkim vratom
- Višina vlaganja: 170 mm mm.*
- Opremljen s priključkom za sušenje z vročim zrakom
- Doziranje praškastih sredstev ni mogoče

* Odvisno od laboratorijske steklovine je lahko maksimalna višina vlaganja manjša.

EAN: 4002511114876 / Številka materiala: 03807410 /
Številka starega materiala: 69117501D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za steklenice z ozkim vratom	•
Injektorska košara	•
Zgornja košara	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Maksimalna višina vlaganja v mm	170
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Kapaciteta	
Steklenice z ozkim vratom [število]	33
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	412
Zunanja mera, neto širina v mm	475
Zunanja mera, neto globina v mm	531
Zunanja mera, bruto višina v mm	270
Zunanja mera, bruto širina v mm	525
Zunanja mera, bruto globina v mm	540
Neto teža v kg	6,30
Bruto teža v kg	7,20
Priloženo	
E 351 injektorska šoba Ø 4 mm, dolžina 160 mm [število]	33
E 353 držalo za injektorsko šobo E 351 [število]	33