


O 176

Zgornja košara

za optimalno namestitvev instrumentov s področij MIC, artroskopije in urologije



- Opremljen s 14 injektorskimi šobami/liji
- Levo vložki, desno votli instrumenti (do 500 mm)
- Višina vlaganja levo 360 +/- 20 mm
- Doziranje praškastih sredstev ni mogoče
- Brez pršilne ročice, s priključkom za sušenje z vročim zrakom

EAN: 4002511114890 / Številka materiala: 03807420 / Številka starega materiala: 69117601D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Injektorska košara	•
Zgornja košara	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava votlih instrumentov	•
Kapaciteta	
Votli instrumenti [število]	10
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	409
Zunanja mera, neto širina v mm	475
Zunanja mera, neto globina v mm	531
Zunanja mera, bruto višina v mm	545
Zunanja mera, bruto širina v mm	400
Zunanja mera, bruto globina v mm	530
Neto teža v kg	4,80
Bruto teža v kg	6,50
Priloženo	
E 442 pomivalna cevka, Ø 11 mm, dolžina 121 mm, s kapo Ø 6 mm [število]	2
E 448 silikonska cev z ženskim adapterjem Luer-Lock [število]	2
E 452 injektorska šoba 2,5 x 60 mm [število]	1
E 453 injektorska šoba 4 x 110 mm s sponko [število]	1
E 454 injektorska šoba za cevi trokarjev 10–15 mm [število]	1
Pršilna šoba Ø 2,5 mm [število]	2
Pršilna šoba Ø 4 mm [število]	4
Lij [število]	4