


O 183

Zgornja košara

za optimalno namestitev instrumentov s področij MIC, artroskopije in urologije



- Leva stran: 10 injektorskih šob ali poljubna namestitev vložkov
- Desna stran: 14 injektorskih šob/lijev za votle instrumente
- Višina vlaganja 285 +/- 30 mm; votli instrumenti 370 +/- 30 mm
- Doziranje praškastih sredstev ni mogoče

EAN: 4002511114920 / Številka materiala: 03807470 / Številka starega materiala: 69118301D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Injektorska košara	•
Zgornja košara	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava MIC-instrumentarija	•
Priprava votlih instrumentov	•
Kapaciteta	
Votli instrumenti [število]	14
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	270
Zunanja mera, neto širina v mm	475
Zunanja mera, neto globina v mm	530
Zunanja mera, bruto višina v mm	410
Zunanja mera, bruto širina v mm	540
Zunanja mera, bruto globina v mm	555
Neto teža v kg	4,00
Bruto teža v kg	4,80