

O 184

Zgornja košara

za optimalno namestitvev npr. centrifugalnih cevk, vial ali epruvet



- Opremljen s 96 injektorskimi šobami
- Opremljen s priključkom za sušenje z vročim zrakom
- Višina vlaganja: 170 mm
- Doziranje praškastih sredstev ni mogoče

EAN: 4002511114937 / Številka materiala: 03807480 /
Številka starega materiala: 69118401D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Košara za cevke	•
Košara za epruvete	•
Injektorska košara	•
Zgornja košara	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
Maksimalna višina vlaganja v mm	170
Področje uporabe	
Priprava pipet/vial	•
Kapaciteta	
Epruvete [število]	96
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	468
Zunanja mera, neto širina v mm	475
Zunanja mera, neto globina v mm	531
Zunanja mera, bruto višina v mm	270
Zunanja mera, bruto širina v mm	525
Zunanja mera, bruto globina v mm	540
Neto teža v kg	4,50
Bruto teža v kg	5,70
Priloženo	
ID 110, injektorska šoba Ø 2,5 mm, dolžina 110 mm [število]	96