

U 167

Spodnja košara

za optimalno namestitvev anestezijskih pripomočkov



- Za 4 pos. za absorber, 9 kozarcev za izločke in razl. pripomočke
- 20 držal, višina 200 mm mm, razdalja pribl. 95 mm mm

EAN: 4002511114784 / Številka materiala: 03807600 / Številka starega materiala: 69116702D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategorija izdelkov	
Spodnja košara	•
Voziček za anestezijski instrumentarij	•
Lastnosti izdelka	
Material	Žica, plastificirana
Barva	Bela
Razmik med prečkami v mm	95
Višina prečke v mm	200
Področje uporabe	
Priprava anestezijskega instrumentarija	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	220
Zunanja mera, neto širina v mm	535
Zunanja mera, neto globina v mm	516
Zunanja mera, bruto višina v mm	240
Zunanja mera, bruto širina v mm	550
Zunanja mera, bruto globina v mm	550
Neto teža v kg	3,10
Bruto teža v kg	4,60