


E 106

Vložek

za optimalno namestitvev steklenic s širokim vratom, merilnih valjev ipd.



- Opremljen z 10 vzmetnimi držali višine 175 mm in 16 višine 105 mm
- Razdalja med vzmetnimi držali pribl. 60 mm

EAN: 4002511115675 / Številka materiala: 03808310 / Številka starega materiala: 69510601D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za čaše	•
Vložek/modul za steklenice s širokim vratom	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Priprava merilnih valjev	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	180
Zunanja mera, neto širina v mm	195
Zunanja mera, neto globina v mm	186
Zunanja mera, bruto višina v mm	205
Zunanja mera, bruto širina v mm	245
Zunanja mera, bruto globina v mm	490
Neto teža v kg	0,93
Bruto teža v kg	1,42