


E 109

Vložek

za optimalno namestitev čaš do 250 ml



- Primeren za 21 čaš do 250 ml
- Opremljen z 21 x 3 zatiči
- Možna uporaba v zgornji in spodnji košari

EAN: 4002511115729 / Številka materiala: 03808360 /
Številka starega materiala: 69510901D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za čaše	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Žica, plastificirana
Barva	Plemenito jeklo, Bela
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Kapaciteta	
Čaše [število]	21
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	155
Zunanja mera, neto širina v mm	230
Zunanja mera, neto globina v mm	460
Zunanja mera, bruto višina v mm	185
Zunanja mera, bruto širina v mm	230
Zunanja mera, bruto globina v mm	490
Neto teža v kg	1,21
Bruto teža v kg	1,54