

E 124

Vložek

za optimalno namestitvev infuzijskih steklenic, mere površine 100 x 100 mm



- 16 predelkov, mere: 100 x 100 mm (širši del), 48 x 48 mm (vrat)
- Možna uporaba v spodnji košari

EAN: 4002511115811 / Številka materiala: 03808500 /
Številka starega materiala: 69512401D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Vložek za različne steklenice	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Število predelkov	16
Področje uporabe	
Priprava kirurških instrumentov	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	148
Zunanja mera, neto širina v mm	460
Zunanja mera, neto globina v mm	460
Zunanja mera, bruto višina v mm	170
Zunanja mera, bruto širina v mm	480
Zunanja mera, bruto globina v mm	480
Neto teža v kg	1,44
Bruto teža v kg	1,80