


E 125

Vložek

za optimalno namestitvev infuzijskih steklenic, mere površine 125 x 125 mm



- 9 predelkov, mere: 125 x 125 mm (širši del), 55 x 55 mm (vrat)
- Možna uporaba v spodnji košari

EAN: 4002511115828 / Številka materiala: 03808510 /  
Številka starega materiala: 69512501D

| <b>Pripadnost izdelku</b>                    |                 |
|--|-----------------|
| Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo | •               |
| <b>Pripadnost aparatu</b>                    |                 |
| PG 8535                                      | •               |
| PG 8536                                      | •               |
| PG 8562                                      | •               |
| PG 8582                                      | •               |
| PG 8582 CD                                   | •               |
| PG 8592                                      | •               |
| <b>Kategorija izdelkov</b>                   |                 |
| Vložek za različne steklenice                | •               |
| <b>Lastnosti izdelka</b>                     |                 |
| Material                                     | Plemenito jeklo |
| Barva  | Plemenito jeklo |
| Število predelkov                            | 9               |
| <b>Področje uporabe</b>                      |                 |
| Priprava kirurških instrumentov              | •               |
| <b>Standardni električni priključek</b>      |                 |
| Število faz                                  | 0               |
| Napetost v V                                 | 0               |
| Frekvenca v Hz                               | 0               |
| Skupna priključna moč v kW                   | 0,00            |
| Zaščita v A                                  | 0               |
| <b>Mere in masa</b>                          |                 |
| Zunanja mera, neto višina v mm               | 224             |
| Zunanja mera, neto širina v mm               | 460             |
| Zunanja mera, neto globina v mm              | 460             |
| Zunanja mera, bruto višina v mm              | 245             |
| Zunanja mera, bruto širina v mm              | 480             |
| Zunanja mera, bruto globina v mm             | 480             |
| Neto teža v kg                               | 1,81            |
| Bruto teža v kg                              | 2,56            |