


E 126

Vložek

za optimalno namestitvev infuzijskih steklenic, mere površine 45 x 45 mm



- 48 predelkov, mere: 45 x 45 mm (širši del), 28 x 28 mm (vrat)

EAN: 4002511115835 / Številka materiala: 03808520 / Številka starega materiala: 69512601D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Vložek za različne steklenice	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Število predelkov	48
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava kirurških instrumentov	•
<b>Standardni električni priključek</b>	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	83
Zunanja mera, neto širina v mm	445
Zunanja mera, neto globina v mm	445
Zunanja mera, bruto višina v mm	160
Zunanja mera, bruto širina v mm	475
Zunanja mera, bruto globina v mm	475
Neto teža v kg	1,92
Bruto teža v kg	2,05