

E 128

Vložek

za optimalno namestitvev infuzijskih steklenic, mere površine 71 x 71 mm



- 24 predelkov, mere: 71 x 71 mm (širši del), 46 x 46 mm (vrat)

EAN: 4002511115859 / Številka materiala: 03808540 / Številka starega materiala: 69512801D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Vložek za različne steklenice	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Število predelkov	24
Področje uporabe	
Priprava kirurških instrumentov	•
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	103
Zunanja mera, neto širina v mm	445
Zunanja mera, neto globina v mm	445
Zunanja mera, bruto višina v mm	160
Zunanja mera, bruto širina v mm	475
Zunanja mera, bruto globina v mm	470
Neto teža v kg	1,49
Bruto teža v kg	1,95