

E 135/3

Vložek

za optimalno namestitvev 19 otroških stekleničk do 120 ml



- Primeren za 19 otroških stekleničk po 120 ml
- Ustreza stekleničkam velikosti 56 x 56 mm, vrat: 49 x 49 mm
- Za zgornjo košaro A 102 in spodnjo košaro A 151

EAN: 4002511115934 / Številka materiala: 03808670 /
Številka starega materiala: 69513504D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za zdravstvo	•
Pripadnost aparatu	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategorija izdelkov	
Vložek za različne steklenice	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Področje uporabe	
Priprava otroških stekleničk	•
Kapaciteta	
Otroške stekleničke [število]	19
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	135
Zunanja mera, neto širina v mm	192
Zunanja mera, neto globina v mm	447
Zunanja mera, bruto višina v mm	470
Zunanja mera, bruto širina v mm	130
Zunanja mera, bruto globina v mm	230
Neto teža v kg	1,94
Bruto teža v kg	2,00