


E 144

Vložek

za optimalno namestitev do 18 čaš



- Primeren za 18 čaš
- Opremljen z 18 x 3 zatiči
- Možna uporaba v zgornji in spodnji košari

EAN: 4002511115996 / Številka materiala: 03808710 /
Številka starega materiala: 69514401D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za čaše	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo, Žica, plastificirana
Barva	Plemenito jeklo, Bela
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Kapaciteta	
Čaše [število]	18
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	131
Zunanja mera, neto širina v mm	200
Zunanja mera, neto globina v mm	445
Zunanja mera, bruto višina v mm	180
Zunanja mera, bruto širina v mm	250
Zunanja mera, bruto globina v mm	490
Neto teža v kg	1,37
Bruto teža v kg	1,38