

E 149

Vložek

za optimalno namestitvev 80 epruвет, 16 x 105 mm



- Primeren za 80 epruвет do 16 x 105 mm
- Dodatno opremljen s pokrovom
- 80 predelkov po 18 mm x 18 mm
- Gostota zank na dnu 8 x 8 mm

EAN: 4002511116016 / Številka materiala: 03808800 /
Številka starega materiala: 69514901D

Pripadnost izdelku	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije	•
Pripadnost aparatu	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Kategorija izdelkov	
Vložek/modul za epruветe	•
Lastnosti izdelka	
Material	Plemenito jeklo
Barva	Plemenito jeklo
Število predelkov	80
Širina razdelkov v mm	18
Dolžina razdelkov v mm	18
Področje uporabe	
Priprava laboratorijske steklovine	•
Kapaciteta	
Epruветe [število]	80
Standardni električni priključek	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
Mere in masa	
Zunanja mera, neto višina v mm	152
Zunanja mera, neto širina v mm	200
Zunanja mera, neto globina v mm	200
Zunanja mera, bruto višina v mm	170
Zunanja mera, bruto širina v mm	250
Zunanja mera, bruto globina v mm	250
Neto teža v kg	1,03
Bruto teža v kg	1,59