

E 336

Pomivalna cevka

za optimalno namestitvev pipet/MIC-instrumentov v injektorski voziček



- Namestiti je mogoče pipete do dolžine maks. 445 mm
- Iz plastike, z navojem

EAN: 4002511117068 / Številka materiala: 03809390 /
Številka starega materiala: 69733601D

| Pripadnost izdelku | |
|---|---------------------------|
| Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije | • |
| Pomivalno-dezinfekcijski stroji z veliko komoro za laboratorije | • |
| Termodezinfektorji | • |
| Pomivalno-dezinfekcijski stroji za zdravstvo | • |
| Pripadnost aparatu | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Kategorija izdelkov | |
| Pomivalna cevka | • |
| Lastnosti izdelka | |
| Material | Plemenito jeklo, Plastika |
| Barva | Plemenito jeklo, Črna |
| Področje uporabe | |
| Priprava pipet/vial | • |
| Priprava MIC-instrumentarija | • |
| Priprava zobozdravniškega instrumentarija | • |
| Priprava votlih instrumentov | • |
| Kapaciteta | |
| Pipete [število] | 1 |
| Votli instrumenti [število] | 1 |
| Standardni električni priključek | |
| Število faz | 0 |
| Napetost v V | 0 |
| Frekvenca v Hz | 0 |
| Skupna priključna moč v kW | 0,00 |
| Zaščita v A | 0 |
| Mere in masa | |
| Zunanja mera, neto višina v mm | 121 |
| Zunanja mera, neto širina v mm | 11 |
| Zunanja mera, neto globina v mm | 11 |
| Zunanja mera, bruto višina v mm | 10 |
| Zunanja mera, bruto širina v mm | 170 |
| Zunanja mera, bruto globina v mm | 125 |
| Premer v mm | 11 |
| Neto teža v kg | 0,02 |
| Bruto teža v kg | 0,02 |