

E 340  
Voziček  
za optimalno namestitev steklovine z ozkim vratom



- Polovica za namestitev drugih vložkov
- Opremljen s 19 injektorskimi šobami

EAN: 4002511116177 / Številka materiala: 03809410 /  
Številka starega materiala: 69534001D

<b>Pripadnost izdelku</b>	
Pomivalno-dezinfekcijski stroji za laboratorije	•
<b>Pripadnost aparatu</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategorija izdelkov</b>	
Voziček za steklenice z ozkim vratom	•
<b>Lastnosti izdelka</b>	
Material	Plemenito jeklo, Plastika
Barva	Plemenito jeklo, Črna
<b>Področje uporabe</b>	
Priprava laboratorijske steklovine	•
<b>Kapaciteta</b>	
Steklenice z ozkim vratom [število]	19
<b>Standardni električni priključek</b>	
Število faz	0
Napetost v V	0
Frekvenca v Hz	0
Skupna priključna moč v kW	0,00
Zaščita v A	0
<b>Mere in masa</b>	
Zunanja mera, neto višina v mm	502
Zunanja mera, neto širina v mm	535
Zunanja mera, neto globina v mm	517
Zunanja mera, bruto višina v mm	180
Zunanja mera, bruto širina v mm	550
Zunanja mera, bruto globina v mm	560
Neto teža v kg	4,80
Bruto teža v kg	5,60
<b>Priloženo</b>	
ID 140, injektorska šoba Ø 4 mm, dolžina 140 mm [število]	3
ID 160, injektorska šoba Ø 4 mm, dolžina 160 mm [število]	3
ID 180, injektorska šoba Ø 4 mm, dolžina 180 mm [število]	3
ID 200, injektorska šoba Ø 6 mm, dolžina 200 mm [število]	3
ID 220, injektorska šoba Ø 6 mm, dolžina 220 mm [število]	3
ID 220, injektorska šoba Ø 6 mm, dolžina 240 mm [število]	4
Šoba za izpiranje naprave za doziranje praškastih sredstev [število]	1